



NAIL FUNGUS BRUSH

FUNGEX NAIL FUNGUS BRUSH

Klinički dokazano efikasan tretman protiv gljivičnih infekcija noktiju.

Namena/namjena: FungeX Nail Fungus Brush je medicinsko sredstvo za tretman i prevenciju gljivičnih infekcija noktiju (onihomikoza).

Primena/primjena: FungeX Nail Fungus Brush je:

- Klinički dokazano efikasan protiv gljivica na noktima
- Pomaže u sprečavanju širenja i smanjuje rizik od ponovne infekcije
- Poboljšava izgled noktiju (lomljivi, izbrzdani, zadebljani, hrapavi ili promijenjeni/promijenjene boje)
- Omekšava i hrani nokte
- Podržava jače i zdravije nokte
- Brzo se suši, nevidljiv završni sloj – diskretna svakodnevna upotreba

O gljivičnim infekcijama noktiju: Gljivična infekcija noktiju (onihomikoza):

- Predstavlja jedno od najčešćih oboljenja noktiju
- Obično započinje kao bela/bijela ili žuta mrlja ispod nokta
- Može izazvati zadebljanje, lomljivost, pojave brazdi ili promene/promjene boje nokta
- Može se proširiti na druge nokte i preneti/prenijeti na druge osobe upotrebom javnih prostora (npr. bazeni, teretane)

Kako FungeX deluje/djeluje: FungeX kombinuje antifungalno dejstvo/djelovanje sa negom/njegov noktiju:

- **Zaštitni sloj:** stvara okruženje nepovoljno za rast gljivica
- **Funkcija barijere:** sprečava širenje i ponovnu infekciju
- **pH efekat:** smanjuje kiselost nokta, usporavajući razvoj gljivica.
- **Sadrži biotin** koji doprinosi glatkijim i zdravijem izgledu noktiju.

Uputstvo za upotrebu: Samo za spoljašnju upotrebu.

Primenu/primjenu kod dece/djece treba da obavlja odrasla osoba.

1. Očistite i osušite zahvaćeni nokat (nokte).
Turpijanje noktiju nije potrebno.
2. Naneti/nanijeti jednom dnevno pomoću precizne četkice, prekrivajući celu cijelu površinu nokta i po/mogućnosti donju stranu.
3. Dobro zatvorite bočicu nakon svake upotrebe. Ostavite da se suši 1–2 minute. Operite ruke odmah nakon upotrebe (osim tretiranog područja).

Nastavite sa svakodnevnom upotrebom dok zahvaćeni nokat potpuno ne izraste. Može se koristiti i preventivno na zdravim noktima. Četkica ostaje čista i sprečava širenje gljivica između noktiju. Može se koristiti istovremeno sa oralnim antimikoticima, ukoliko su propisani od strane lekara/ljekara.

Savet/savjet: Dosledna primena/dosljedna primjena je od ključnog značaja. Prekidanje tretmana pre/prije vremena povećava rizik od ponovne infekcije.

Ako simptomi potraju ili se pogoršaju, posavetujte/posavjetujte se sa lekarom/ljekarom.

Korisni saveti/savjeti za prevenciju:

- Održavajte stopala suvim/suhim, posebno područja između prstiju
- Nosite pamučne ili vunene čarape i menjajte/mijenjajte ih svakodnevno
- Ne delite/dijelite makazice za nokte, obuću ili peškire
- Ne hodajte bosi u zajedničkim prostorijama

Upotreba u trudnoći i tokom dojenja: Podaci o bezbednosti/bezbjednosti nisu dostupni. Ako ste trudni ili dojite, posavetujte/posavjetujte se sa lekarom/ljekarom ili farmaceutom pre/prije upotrebe.

Kontraindikacije: Ne koristiti ako ste alergični na bilo koji od navedenih sastojaka. Ne nanosite na otvorene rane ili oštećenu kožu zbog rizika od iritacije ili infekcije. Posavetujte/posavjetujte se sa lekarom pre/ljekarom prije upotrebe ako imate dijabetes, slabu cirkulaciju ili oslabljen imunološki sistem.

Moguće neželjene reakcije: Retko/rijetko: crvenilo, iritacija, svrab, oticanje, bol, odvajanje nokta ili alergijske reakcije (npr. osip). Ako dođe do alergijske reakcije, odmah prekinite upotrebu i konsultujte se sa lekarom/ljekarom.



UPOZORENJA I MERE/MJERE OPREZA Samo za spoljašnju upotrebu. Izbegavati/izbjegavati kontakt sa očima i sluzokožom. Ne nanosite na otvorene rane ili oštećenu kožu. Ne previjati čvrsto niti zagrevati/zagrijavati tretirano područje. Ne izlagati tretirane nokte jakom suncu neposredno nakon aplikacije.

Čuvanje: Čuvati na suvom mestu/suhom mjestu na sobnoj temperaturi (5–25 °C). Izbegavati/izbjegavati udisanje para. Držati van domaćaja dece/djece. Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Sadržaj pakovanja: 1 FungeX Nail Fungus Brush sa 5 ml rastvora.

Jedna bočica od 5 ml omogućava približno 250 aplikacija. Dovoljno za više meseci/mjeseci svakodnevne upotrebe na jednom zahvaćenom noktu.

Sastojci: Etil-laktat, glicerol, voda, mlečna/mliječna kiselina, biotin.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA Znaci i simboli upozorenja na pakovanju i uputstvu za upotrebu veoma su važni i omogućavaju vam da bezbedno/bezbjedno i pravilno koristite ovaj proizvod, kao i da sebe i druge zaštitite od povreda. Simboli su objašnjeni u tabeli u nastavku:

Simbol	Objašnjenje
	Simbol proizvođača
	Simbol koji označava da treba pročitati uputstvo za upotrebu
	Simbol koji označava da je neophodan oprez prilikom rukovanja proizvodom
	Simbol za rok upotrebe
	Simbol koji označava da je proizvod medicinsko sredstvo
	Simbol koji označava jedinstveni identifikacioni broj medicinskog sredstva
	Simbol za broj serije
	Nije namenjeno deci/namijenjeno djeci mlađoj od 4 godine
	Držati van domaćaja dece/djece
	Nije namenjeno deci/namijenjeno djeci trudnicama ni dojiljama
	Proizvod treba čuvati na temperaturi između 5 °C i 25 °C

Svaki ozbiljan neželjeni događaj u vezi s ovim proizvodom treba prijaviti proizvođaču, nadležnom organu države članice ili nociocu rešenja/potvrde o registraciji u kojoj korisnik ima prebivalište.

Ambalažu i iskorišćene delove/iskorišćene dijelove odložiti u skladu sa propisima specifičnim za vašu državu.

Za više informacija o FungeX proizvodima posetite/posjetite: www.fungex.com. Za sva pitanja u vezi sa proizvodom, obratite se ovlašćenom/ovlašćenom predstavniku proizvođača.

Proizvođač
TheOTCLab

Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Nizozemska/Holandija
www.theotclab.com

Ovlašćen predstavnik u Srbiji:

Pontus Pharma d.o.o.
Obilicev venac 15,
Beograd, Srbija
Broj registracije:
002746223 2024

Nosilac potvrde u Bosni i Hercegovini:

Pontus Pharma d.o.o.
Milana Preloga 12A, Sarajevo
Broj i datum potvrde:
06-07.4-1-13619-1/25 od
26.12.2025.